

Oogdruppelaar Eyot handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

De Eyot Rood oogdruppelhulp helpt u om oogdruppels of ooggel gemakkelijker aan te brengen op het oog. De oogdruppelaar is heel handig in gebruik, u hoeft maar één hand te gebruiken omdat de Eyot Rood het onderste ooglid voor u open houdt. De Eyot Rood houdt flesjes of tubes goed voor het oog en stuurt je hoofd naar de juiste achterover positie. Vervolgens kun je het plastic flesje oogdruppels of de tube ooggel die u gebruikt makkelijk indrukken.

Dit hulpmiddel is niet geschikt om oogzalf mee aan te brengen. Oogdruppel flesjes van glas of van hard plastic kunt u niet gebruiken in combinatie met de Eyot Rood omdat u deze niet goed kunt indrukken. De oogdruppelaar Eyot mag niet in de vaatwasmachine. Lees altijd eerst de bijsluiters van uw oogmedicatie en die van de Eyot Rood goed door. Voor het aanbrengen van oogdruppels uit een single unit dose verpakking kunt u kijken naar de Eyot Minim.

Uitleg


Stap 1: schuif het flesje met oogdruppels in het hulpmiddel van Eyot.


Stap 2: trek je ooglid met behulp van het hulpstuk voorzichtig naar beneden toe open totdat het hulpmiddel op je jukbeen steunt. Zo zorg je ervoor dat je je ogen niet meer kunt sluiten.

Zo is het druppelen van je ogen een eenvoudige klus geworden!




Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen





Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen





Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen





Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen

